

JMP-10%中性緩衝ホルマリン液

病理組織固定用のホルマリン液です。

- ホルマリン液は pH 約 7.0 に調整しており、ホルマリンの分解物であるギ酸による組織への影響の心配はありません。
- 本製品は、毒劇物及び毒劇物取締法による医薬用外劇物に該当致します。
- 検査用途以外には使用しないでください。



<容器について>

10L、20L ともにコック付キュービテナーを使用しています。

製品コード	製品名	規格	定価	JAN コード
00125	JMP-10%中性緩衝ホルマリン液	20L	16,000 円	4560221420996
00126		10L	11,000 円	4560221420989

※製品コードは一般病院・施設向けとなります。

別途、検査センター専用コードもございますので、詳細につきましては営業担当までお問合せください。

【販売元】

日本メディポート株式会社
〒005-0004
札幌市南区澄川4条1丁目1-40 ジンビル澄川 4F-B
TEL: 011-299-6711 FAX: 011-299-6712
URL <http://jmp-inc.jp/>

【製造元】

株式会社ツリーベル化成
〒622-0021
京都府南丹市園部町瓜生野京都新光悦村 39